

## Protection - fixation

- **Film polyuréthane stérile**  
10x12cm -10x20cm -25X28cm-28X41cm.  
Rouleau non stérile 15 cm
- **Compresses** non tissées / tissées-  
stériles/non stériles. 7.5 x 7.5 - 10 x 10.
- **Pansement absorbant**  
15 x 20cm - 20 x 25cm.
- Pansement super absorbant (Vliwasorb)  
10x10cm - 10x20cm - 20x20cm-20X30cm.
- **Bande extensible** usage unique de 4m  
5 largeurs :  
5cm - 7cm - 10cm - 15cm - 20cm.
- **Bande de crêpe** réutilisable lavable de 4m  
6 largeurs :  
5cm - 7cm - 10cm - 15cm - 20cm - 25cm.
- **Bande adhésive**(urgostrapping)6-8-10-15
- **Bande cohésive** (Co-Plus)2.5-5-7-10cm
- **Bandage tubulaire extensible** (Tubifast)  
Ø 14 - 24 cm = ligne verte  
Ø 24 - 40 cm = ligne bleue
- **Filet** tubulaire (Surgifix)T3-4-5-5.5-6-7-8
- **Protecteur doigt** (Singlefix)Tailles A, B, C
- **Sparadrap** (Transpore) rouleau /9m  
Largeurs : 1.25cm, 2.50cm, 5cm.
- Microporeux non tissé rouleau /5m  
Largeurs : 2.5cm, 7.5cm.
- Microporeux non tissé siliconé rouleau 5m  
Largeur : 2.5cm.
- Sparadrap non tissé (Mefix)10-15 cmx10m
- Tissé acétate (Leukoplast) rouleau / 5m  
Largeur : 2cm. réservé au bloc.
- Sparadrap simple (Urgosyval) 5 m x 2 cm.

## Compression

**uniquement sur prescription  
médicale après une mesure de l'IPS**

- **Bande à allongement standard.**  
A défaire pour la nuit.  
(Biflex 17 +) 10cm x 3m.  
Lavable. Réutilisable 3 fois.
- **Bande à allongement court.**  
A garder 24h/24h à concurrence de 6 jours.  
Comprilan 10cmX5cm  
(Kit UrgoK2) Diamètre cheville 18-25cm.  
Largeur de bande 10cm.  
Usage unique.

*Voir technique de pose sur intranet.*

*Autres largeurs sur commande*

**Plaquette pliable  
3 volets  
Recto/verso**



**P(A)NSER JUSTE  
Marché 2017-2020**

*Documents de base sur Intranet →  
Pharmacie → « plaies et cicatrisation »*

**Plaies chroniques**

**Plaies aiguës - toutes plaies**

**Protection - Fixation**

**Compression**

**Utiliser :**

- *La fiche pansement (Intranet)  
pour la continuité des soins.*
- *L'ordonnance de sortie pré-  
imprimée pour le lien /ville.*

**Plaies chroniques** Selon stade et objectif :

| Stade  |          | Objectif                      | Pansement                                       |
|--|----------|-------------------------------|---|
| NECROSE  |          | Ramollir<br>Hydrater          | Hydrogel<br>Irrigo abs                          |
|  | ♠/<br>♠♠ | Absorber<br>Hydrater          | Irrigo<br>absorbant                             |
| FIBRINE  | ♠♠<br>♠  | Absorber<br>Drainer           | Hydrofibre<br>Alginate                          |
| INFECTION  |          | Absorber<br>Drainer           | Drainant<br>et/ou ATS                           |
| B<br>O<br>U<br>R<br>G<br>E<br>O<br>N<br>N<br>E<br>M<br>E<br>N<br>T | ♠♠<br>♠  | Absorber<br>sans<br>relarguer | Hydrofibre<br>Alginate                          |
|  | ♠♠       | Absorber<br>Cicatriser        | Hydro<br>cellulaire                             |
|  | ♠        | Absorber<br>Cicatriser        | Hydro<br>colloïde                               |
|  |          | Hydrater<br>Cicatriser        | Hydro<br>Colloïde                               |
| <b>Si odeur, douleur, stagnation, hémorragie</b>                   |          |                               |   |
| EPIDER<br>MISATION   |          | Protéger<br>Cicatriser        | Hydrocoll<br>Interface<br>Tulle gras<br>Film PU |

| Produits disponibles (détails, tailles sur doc. Annexes Intranet)                     |
|---|
| Purilon - hydroclean - Sorbact hydrogel   |
| Hydroclean -  |
| Aquacel Extra- Biatain alginate - (Algostéril si hémorragie) - Sorbact 4 formes/plaie |
| Alginate - Sorbact 4 formes/plaie- (Algostéril si hémorr) - Pansements argent -       |
| Aquacel Extra- Pansement super absorbant - Biatain Alginate -                         |
| Biatain non adh - Biatain silicone- Mèpilex Border EM -                               |
| Comfeel plus, plaque opaque -   |
| Comfeel plus, plaque transparente -   |
| Pans. Particuliers → voir Intranet  |
| Comfeel plus transparent-Comfeel Contour UργοTul- Jelonet - Tegaderm - Stridrape -    |

**Plaies aiguës - toutes plaies**

- Pansement à découper adhésif extensible en non tissé. (Urgosoft).
- Pansement individuel adhésif 2cm x 7.2cm en non tissé.
- Pansement individuel 5cm x 7.2cm adhésif en polyuréthane. (Hydrofilm).
- Pansement couvrant adhésif en non tissé : (Europlaie).  
5 x 7cm- 8 x 10 cm-10 x 15 cm-10 x 25 cm.
- Interface siliconée.  
Repositionnable, réutilisable.  
7.5 x 10 cm (Mèpitel).
- Interface absorbante hydrocellulaire autofixante. (Mèpilex Border Extraminec).  
6 cm x 12 cm  
10 cm x 20 cm  
  
Biatain silicone 7.5 cm x 7.5 cm
- Compresse ou pansement absorbant ou super absorbant à recouvrir de film polyuréthane (Tegaderm et Stéridrape ).



Réévaluer la plaie tous les 7 jours